



as human, for human
PARAMOUNT BED



介護保険対応

このカタログに掲載した製品は、特に表記されたもの以外すべて介護保険の給付対象品です。

JIS T 9254:2009



JQ0308178

種類:背・ひざ・高・背・高・背

パラマウントベッド株式会社



やさしい在宅ケアベッド、
安全性を高めた最新のJIS規格 (JIS T 9254)

近年、ご自宅で介護用ベッドを利用される方が増えています。

それにあわせて、からだの状態や生活環境に配慮した
より高い安全性が求められるようになりました。

そこでパラマウントベッドでは、数々の調査やテストを実施。

ご本人にも介護する方にも安心してお使いいただける

これからの介護用ベッド「楽匠Sシリーズ」を開発し、

多くのお客様にご愛用いただいております。

ゆとりの100cm幅ワイドサイズもラインアップ。

多彩な組み合わせの中から、お好みのベッドをお選びいただけます。



JIS T 9254:2009



JQ0308178

種類:背・ひざ・高、背・高、背

できました。

:2009)で認証を取得



ベッドに慣れていない方でも、平気ですか？

はじめての方でも 安心の“低さ”です。

布団に慣れた方が、ベッドの高さに不安を抱かれることもあります。

楽匠Sシリーズは、“低さ”という安心を追求。“ベッドの違和感”をできるだけ少なくし、今までと同じ気持ちでお休みいただける、安心でやさしいベッドを目指しました。

超低床
20cm

ゆかからボトム上面までの高さ
(マットレスの厚みは含みません)



座るときに、転びにくくします。

たとえばベッドを離れるために、ベッドの横に足をおろして腰掛けることがあります(端座位)。このときに姿勢が不安定だと転倒のリスクが高まります。楽匠Sシリーズは、超低床20cm。小柄な方でも足がしっかりとゆかに着きやすいので、安定した姿勢で座ることができます。

柵をつけずに、使える低さです。

「柵に囲まれている」という環境が、ご本人の行動意欲を阻害したり、拘束感につながることもあります。楽匠Sシリーズは、高さを20cmまで低くすることで、万一転落した際のケガのリスクを軽減。柵（ベッドサイドレール）を使わなくてもご利用いただけるように配慮しています。

さらなる安心に

■ サイドサポート

通常のベッドサイドレールに代わる、新しい提案です。ベッドを広々使いながら、適度な安心感をお届けします。

■ テストール[衝撃緩和マット]

万一ベッドから転落した際の衝撃を和らげるマットです。周囲を斜めにカットし車いすや歩行によるつまずきや引っかかりにも配慮しました。



布団派の
ワタシも、納得。

小柄な方でも
安心ですね。





全介護が必要な方でも、大丈夫でしょうか…

腰に負担のかかりにくい 介護者にやさしい“高さ”です。

調査によると、約9割の介護職員の方が腰痛経験をお持ちです。

毎日のことだから、小さなムリは、大きな負担につながってしまいます。

いかに介護しやすいベッドを作るか。それもパラマウントベッドの考えるやさしさです。

わたしにも、
うれしい♡



最高
65cm

(旧機種より7cmアップ)
ゆかからボトム上面までの高さ
(マットレスの厚みは含みません)



身長が高い方にも、配慮しました。

新開発の「GXフレーム構造」により、20cmから最高65cmまで上昇可能。身長が高い方でも腰に負担がかかりにくい姿勢で介護できます。(1モーター電動ベッドを除く)

テーブルやリフトも大丈夫。

自分でからだを動かせない方や、ベッドの上で食事をされる方には、「ハイトスペーサー(ベッドの高さをあげる台)」を取り付けることで、テーブルやリフトを使うことができます。



ハイトスペーサー



わたしの部屋でも、
大丈夫ね♥



高さ調節の垂直動作、オプション受けの格納などにより、前機種の同タイプと比較してベッドを使うために必要な面積が最大で約10%減少。省スペース化に配慮しています。

必要設置面積
最大約**10%**
カット
(従来比)

場所を取らない省スペース設計です。

お使いになる方に合わせたベッドを、ど

▶ 必要な機能をお選びください。


▶ からだやお部屋に合った“幅と長さ”をお選びください。

ベッドの機能

ボトムの幅



ボトムの長さ



らくらくモーション付き電動ベッド


らくらくモーション




頭



足



高さ*



*ゆかからボトム上面までの高さ



100cm

レギュラー (191cm)

91cm

レギュラー (191cm)

ミニ (180cm)

83cm

レギュラー (191cm)


ミニ (180cm)

3モーター電動ベッド


頭



足



高さ*



*ゆかからボトム上面までの高さ



91cm

レギュラー (191cm)

ミニ (180cm)

83cm

レギュラー (191cm)


ミニ (180cm)

2モーター電動ベッド

頭



高さ*



*ゆかからボトム上面までの高さ

背膝運動切替レバーを操作することで「頭」と「足」の連動または「頭」単独動作のいずれかに設定できます。背膝連動の場合、「足」の動作角度は0~20°の範囲です。



100cm

レギュラー (191cm)

91cm

レギュラー (191cm)

ミニ (180cm)

83cm

レギュラー (191cm)

ミニ (180cm)

1モーター電動ベッド

頭



背膝運動切替レバーを操作することで「頭」と「足」の連動または「頭」単独動作のいずれかに設定できます。背膝連動の場合、「足」の動作角度は0~20°の範囲です。



91cm

レギュラー (191cm)

ミニ (180cm)

83cm

レギュラー (191cm)

ミニ (180cm)

◎KQ-9652、KQ-9252を除き **非課税** です。◎全てオープン価格です。◎レギュラーのベッドに延長フレーム(→19ページ)を取り付けることで、長身の方にも対応できます。◎[]内はTAIS

■寸法図(単位:cm)

*記載した寸法はセーフティラウンドボードタイプ・オプション受け使用時の寸法です。ただし、()内は木製ボードタイプ、[]内はオプション受け格納時の寸法です。

*1モーター電動ベッドの全高は59cmに固定されます。


100cm幅

全幅:109[100]

レギュラー

全高:59~104

全長: (203)




91cm幅

全幅:100[93]

レギュラー

全高:59~104

全長:210(203)



うぞ。

ゆとりの100cm幅もラインアップ



ラインアップ

▶ お好みの"デザイン"をお選びください。

木製ボード



セーフティラウンドボード(樹脂製・木目調)



セーフティラウンドボード(樹脂製)



KQ-9652 [00170-000679]

KQ-9632 [00170-000513]

KQ-9622 [00170-000513]

KQ-9612 [00170-000513]

KQ-9602 [00170-000513]

KQ-9332 [00170-000514]

KQ-9322 [00170-000514]

KQ-9312 [00170-000514]

KQ-9302 [00170-000514]

KQ-9252 [00170-000678]

KQ-9232 [00170-000515]

KQ-9222 [00170-000515]

KQ-9212 [00170-000515]

KQ-9202 [00170-000515]

KQ-9132 [00170-000516]

KQ-9122 [00170-000516]

KQ-9112 [00170-000516]

KQ-9102 [00170-000516]

KQ-9631 [00170-000517]

KQ-9621 [00170-000517]

KQ-9611 [00170-000517]

KQ-9601 [00170-000517]

KQ-9331 [00170-000518]

KQ-9321 [00170-000518]

KQ-9311 [00170-000518]

KQ-9301 [00170-000518]

KQ-9231 [00170-000519]

KQ-9221 [00170-000519]

KQ-9211 [00170-000519]

KQ-9201 [00170-000519]

KQ-9131 [00170-000520]

KQ-9121 [00170-000520]

KQ-9111 [00170-000520]

KQ-9101 [00170-000520]

KQ-9630 [00170-000521]

KQ-9620 [00170-000521]

KQ-9610 [00170-000521]

KQ-9600 [00170-000521]

KQ-9330 [00170-000522]

KQ-9320 [00170-000522]

KQ-9310 [00170-000522]

KQ-9300 [00170-000522]

KQ-9230 [00170-000523]

KQ-9220 [00170-000523]

KQ-9210 [00170-000523]

KQ-9200 [00170-000523]

KQ-9130 [00170-000524]

KQ-9120 [00170-000524]

KQ-9110 [00170-000524]

KQ-9100 [00170-000524]

コードです。◎100cm幅のベッドの機能は「らくらくモーション付き電動ベッド」「2モーター電動ベッド」のみ、ボトムの長さは「レギュラー」のみ、デザインは「木製ボード」のみとなります。


91cm幅

全幅:100[93]

全長:199(192)

ミニ

全高:59~104




83cm幅

全幅:93[86]

全長:210(203)

レギュラー

全高:59~104




83cm幅

全幅:93[86]

全長:199(192)

ミニ

全高:59~104



使いやすさをさらに広げる、ベッド関連

転落予防・寝具の落下予防に

ベッドのオプション取付穴に設置する
ベッドサイドレールです。

ベッドサイドレール

JIS認証取得

■スタンダード(アイボリー)

KS-161Q	2本組／全長96.4×全高50.3cm 00170-000527	¥17,850 (非課税 ¥17,000)
KS-171Q	2本組／全長96.4×全高56.3cm 00170-000529	¥17,850 (非課税 ¥17,000)

■木目タイプ(チェリー色)

KS-126C	2本組／全長96.4×全高50.5cm 00170-000532	¥24,150 (非課税 ¥23,000)
KS-146C	2本組／全長96.4×全高56.5cm 00170-000535	¥24,150 (非課税 ¥23,000)



スタンダード(アイボリー)



木目タイプ(チェリー色)

ソフトカバー付きベッドサイドレール

すき間をふさぎ、接触したときの衝撃をやわらげるソフトカバー付き。

KS-161QC	2本組 00170-000539	¥31,500 (非課税 ¥30,000)
----------	------------------	-----------------------

*ベッドサイドレールKS-161Q(JIS認証取得)とソフトカバーKS-16C(2枚)のセットです。

KS-171QC	2本組 00170-000541	¥31,500 (非課税 ¥30,000)
----------	------------------	-----------------------

*ベッドサイドレールKS-171Q(JIS認証取得)とソフトカバーKS-17C(2枚)のセットです。

ソフトカバーのみでもお求めいただけます。

介護保険給付対象外

KS-16C	ページュ 1枚	¥6,825 (税抜 ¥6,500)
--------	---------	--------------------

KS-17C	ページュ 1枚	¥6,825 (税抜 ¥6,500)
--------	---------	--------------------



ソフトカバー付きベッドサイドレール



クリアカバー付きベッドサイドレール

クリアカバー付きベッドサイドレール

視認性を確保しながら、すき間をふさぎます。

KS-161QT	2本組 00170-000597	¥26,250 (非課税 ¥25,000)
----------	------------------	-----------------------

*ベッドサイドレールKS-161Q(JIS認証取得)とクリアカバーKS-16T(2枚)のセットです。

KS-171QT	2本組 00170-000596	¥26,250 (非課税 ¥25,000)
----------	------------------	-----------------------

*ベッドサイドレールKS-171Q(JIS認証取得)とクリアカバーKS-17T(2枚)のセットです。

クリアカバーのみでもお求めいただけます。

介護保険給付対象外

KS-16T	1枚	¥4,200 (税抜 ¥4,000)
--------	----	--------------------

KS-17T	1枚	¥4,200 (税抜 ¥4,000)
--------	----	--------------------

*ベッドサイドレールはベッド **非課税** とセットで購入する場合に限り **非課税** となります。

ベッド回りの整理整頓に

ティッシュやテレビのリモコンなど、
必要な小物を収納できるポケットです。

サクッとポケット

■ベッドサイドレール用

介護保険給付対象外

KS-16P		¥2,730 (税抜 ¥2,600)
KS-15P		¥2,415 (税抜 ¥2,300)

■サクッとポケット付きベッドサイドレール

KS-161QAP	2本組 00170-000576	¥20,265 (非課税 ¥19,300)
-----------	------------------	-----------------------

*ベッドサイドレールKS-161Q(JIS認証取得)とサクッとポケットKS-15P(1個)のセットです。

KS-161QBP	2本組 00170-000577	¥20,580 (非課税 ¥19,600)
-----------	------------------	-----------------------

*ベッドサイドレールKS-161Q(JIS認証取得)とサクッとポケットKS-16P(1個)のセットです。

KS-161QCP	2本組 00170-000578	¥22,995 (非課税 ¥21,900)
-----------	------------------	-----------------------

*ベッドサイドレールKS-161Q(JIS認証取得)とサクッとポケットKS-15P、KS-16P(各1個)のセットです。

KS-171QAP	2本組 00170-000579	¥20,265 (非課税 ¥19,300)
-----------	------------------	-----------------------


*ベッドサイドレールKS-171Q(JIS認証取得)とサクッとポケットKS-15P(1個)のセットです。

KS-171QBP	2本組 00170-000580	¥20,580 (非課税 ¥19,600)
-----------	------------------	-----------------------

*ベッドサイドレールKS-171Q(JIS認証取得)とサクッとポケットKS-16P(1個)のセットです。

KS-171QCP	2本組 00170-000581	¥22,995 (非課税 ¥21,900)
-----------	------------------	-----------------------

*ベッドサイドレールKS-171Q(JIS認証取得)とサクッとポケットKS-15P、KS-16P(各1個)のセットです。



ベッドサイドレール用

スイングアーム介助バー用

■スイングアーム介助バー用

介護保険給付対象外

KS-96P		¥2,940 (税抜 ¥2,800)
--------	--	--------------------

■サクッとポケット付きスイングアーム介助バー

KS-096AP	1本 00170-000582	¥54,390 (税抜 ¥51,800)
----------	-----------------	----------------------

*スイングアーム介助バーKS-096A(JIS認証取得)とサクッとポケットKS-96Pのセットです。

すっきりポケット

ヘッドボードに取り付けられる収納ポケットです。



■木製ボード用

介護保険給付対象外

KX-ZS1		¥17,850 (税抜 ¥17,000)
--------	--	----------------------

*写真は説明用のイメージです。メガネなど壊れやすいものを入れる場合は、ケースに収納してから入れてください。*100cm幅のベッド(KQ-9652/KQ-9252)には使用できません。

◎ JIS 認証取得 マークのある製品は、楽匠Sシリーズとの組み合わせにおいてJIS認証を取得しています。

しっかりした立ち上がり

立ち上がり動作をしっかり支える、握りやすい介助バーをご用意しました。

スイングアーム介助バー [ベッド用グリップ] JIS 認証取得



■スタンダード (アイボリー)

KS-096A | 1本 00170-000551 | ￥51,450 (税抜 ￥49,000)



■木目タイプ (チェリー色)

KS-096B | 1本 00170-000553 | ￥60,900 (税抜 ￥58,000)



組み合わせ使用例

ソフトカバー付きスイングアーム介助バー

すき間をふさぎ、接触したときの衝撃をやわらげるソフトカバー付き。



KS-096AC



KS-096ACL

■スタンダード (アイボリー)

KS-096AC | 1本 00170-000552 | ￥58,275 (税抜 ￥55,500)

*スイングアーム介助バーKS-096A (JIS認証取得) とソフトカバーKS-96Cのセットです。

KS-096ACL | 1本 | ￥58,275 (税抜 ￥55,500)

*スイングアーム介助バーKS-096A (JIS認証取得) とソフトカバーKS-96CLのセットです。

■木目タイプ (チェリー色)

KS-096BC | 1本 00170-000554 | ￥67,725 (税抜 ￥64,500)

*スイングアーム介助バーKS-096B (JIS認証取得) とソフトカバーKS-96Cのセットです。

KS-096BCL | 1本 00170-000554 | ￥67,725 (税抜 ￥64,500)

*スイングアーム介助バーKS-096B (JIS認証取得) とソフトカバーKS-96CLのセットです。

ソフトカバーのみでもお求めいただけます。

介護保険給付対象外

KS-96C | ページ 1枚 | ￥6,825 (税抜 ￥6,500)

KS-96CL | ページ 1枚 | ￥6,825 (税抜 ￥6,500)

ベッドサイドレール JIS 認証取得



スイングアーム介助バーと組み合わせでお使いいただく、短いベッドサイドレールです。

KS-151Q | 1本 00170-000537 | ￥15,750 (非課税 ￥15,000)

ソフトカバー付きベッドサイドレール



すき間をふさぎ、接触したときの衝撃をやわらげるソフトカバー付き。

KS-151QC | 1本 00170-000543 | ￥22,575 (非課税 ￥21,500)

*ベッドサイドレールKS-151Q (JIS認証取得) とソフトカバーKS-15Cのセットです。

ソフトカバーのみでもお求めいただけます。

介護保険給付対象外

KS-15C | ページ 1枚 | ￥6,825 (税抜 ￥6,500)

クリアカバー付きベッドサイドレール



視認性を確保しながら、すき間をふさぎます。

KS-151QT | 1本 00170-000598 | ￥19,950 (非課税 ￥19,000)

*ベッドサイドレールKS-151Q (JIS認証取得) とクリアカバーKS-15Tのセットです。

クリアカバーのみでもお求めいただけます。

介護保険給付対象外

KS-15T | 1枚 | ￥4,200 (税抜 ￥4,000)

*ベッドサイドレールはベッド 非課税 とセットで購入する場合に限り 非課税 となります。

ゆったりしたベッド環境に

柵による拘束感をやわらげる、サイドサポートです。

サイドサポート

テストールと併用することで、より安心してお使いいただけます。



ベージュ



ブラウン

■ボトム取付式(頭側専用) 「頭」を操作するとボトムと一緒に動きます。

KA-038A	1本/ベージュ	00170-000353	¥13,650(税抜¥13,000)
KA-038B	1本/ブラウン	00170-000354	¥13,650(税抜¥13,000)




ベージュ



ブラウン

取り付け位置説明図



■オプション受け差込式

KA-037AR	1本/ベージュ *上記説明図の■に取り付けられます。	00170-000555	¥12,600(税抜¥12,000)
KA-037AL	1本/ベージュ *上記説明図の■に取り付けられます。	00170-000556	¥12,600(税抜¥12,000)
KA-037BR	1本/ブラウン *上記説明図の■に取り付けられます。	00170-000557	¥12,600(税抜¥12,000)
KA-037BL	1本/ブラウン *上記説明図の■に取り付けられます。	00170-000558	¥12,600(税抜¥12,000)

テストール[衝撃緩和マット]

万一転落した際に衝撃をやわらげる、ゆか用マットです。周囲を斜めにカットし、車いすや歩行によるつまずきや引っかかりに配慮しました。



介護保険給付対象外

KE-200Q	¥34,650(税抜¥33,000)
---------	--------------------

⚠ 注意 テストールを使用する際のご注意

- ◎衝撃を緩和することを目的としており、けがを防止することを保証するものではありません。
- ◎安全のため使用時はベッドを最低床高にしてください。

身長の高い方へ

ベッドを延長するためのオプション製品です。

延長フレーム/延長マットレス

JIS認証取得

ベッドを足側へ14cm長くするための延長フレームです。



延長フレーム



延長マットレス
使用例

■延長フレーム

KQ-P94L	100cm幅用	00170-000681	¥47,250(税抜¥45,000)
KQ-P92L	91cm幅用	00170-000526	¥42,000(非課税) ¥40,000
KQ-P90L	83cm幅用	00170-000525	¥39,900(非課税) ¥38,000

*延長フレーム [非課税] はベッド [非課税] とセットで購入する場合に限り [非課税] となります。

■延長マットレス

KE-557L	100cm幅用/厚み8cm	00170-000661	¥23,100(税抜¥22,000)
KE-527LA	100cm幅用/厚み10cm	00170-000662	¥25,200(税抜¥24,000)
KE-551L	91cm幅用/厚み8cm	00170-000563	¥21,000(非課税) ¥20,000
KE-521LA	91cm幅用/厚み10cm	00170-000564	¥23,100(非課税) ¥22,000
KE-553L	83cm幅用/厚み8cm	00170-000565	¥21,000(非課税) ¥20,000
KE-523LA	83cm幅用/厚み10cm	00170-000566	¥23,100(非課税) ¥22,000

*延長マットレス [非課税] はベッド [非課税] と延長フレーム [非課税] とセットで購入する場合に限り [非課税] となります。

目的に沿った使い方のために

動かしたり、高くしたり、足回りのオプション製品です。

キャスター

JIS認証取得

取り付けでもベッドの高さが変わらない、便利なキャスターです。



■キャスター

KQ-P90C	00170-000560	¥21,000(税抜¥20,000)
---------	--------------	--------------------

*キャスターを取り付けて、ベッド [非課税] 本体を購入する場合、ベッド本体は課税となります。

ハイトスペーサー[延長脚]

JIS認証取得

リフトなどを使用する際に、ベッドの下にスペースをつくる製品です。



KQ-P90H	ベッドの高さが6.5cm高くなります。	00170-000561	¥4,200(非課税) ¥4,000
KQ-027A	ベッドの高さが17cm高くなります。	00170-000562	¥7,665(非課税) ¥7,300

*写真はKQ-P90Hです。KQ-027Aはデザインが異なります。



■キャスター付ハイトスペーサー

KQ-P90CH	ベッドの高さが6.5cm高くなります。	00170-000608	¥23,100(税抜¥22,000)
----------	---------------------	--------------	--------------------

*ハイトスペーサーはベッド [非課税] とセットで購入する場合に限り [非課税] となります。

脚座カーペット



傷をつけたくない床を保護するための小さなカーペットです。

介護保険給付対象外

KQ-P731	¥3,990(税抜¥3,800)
---------	------------------

ベッドでお食事などをされる方に

ベッド上でのさまざまな用途に対応します。

オーバーテーブル

ベッドサイドレールに載せて使用するテーブルです。



■オーバーテーブル

KQ-060W	100cm幅	00170-000375	¥ 10,500 (税抜 ¥ 10,000)
KQ-060L	91cm幅	00170-000374	¥ 10,500 (税抜 ¥ 10,000)
KQ-060M	83cm幅	00170-000373	¥ 10,500 (税抜 ¥ 10,000)

83cm、91cm幅の両方のベッドに対応しています。



■アジャストテーブル

KQ-090	91cm幅 / 83cm幅	00170-000188	¥ 12,600 (税抜 ¥ 12,000)
--------	---------------	--------------	------------------------

*KS-151Q、ソフトカバー付きベッドサイドレール、スイングアーム介助バーのグリップ部では、オーバーテーブル、アジャストテーブルは使用できません。*100cm幅のベッドでは使用できません。

ベッドサイドテーブル

壁際に設置したベッドでも使えるテーブルです。



■機械ロック式

KF-283	チェリー	00170-000575	¥ 39,900 (税抜 ¥ 38,000)
--------	------	--------------	------------------------

*KF-283を使用する場合は、ベッドの下に付属の脚座ゴムシートを敷いてください。ベッドやゆかの状態によってはベッドと接触し、ベッドやテーブルが破損するおそれがあります。脚座ゴムシートを敷いた場合でも、毛足の長いじゅうたんや柔らかいゆかの場合は、ベッドの沈み込みが大きくなり、接触するおそれがあります。その場合はベッドにハイトスペーサーを取り付けてください。



■ガススプリング式

KF-192	アイボリー	00170-000233	¥ 52,500 (税抜 ¥ 50,000)
KF-196	チェリー	00170-000263	¥ 58,800 (税抜 ¥ 56,000)

*ハイトスペーサーが必要です。



■ノブボルト調節式

KF-282	アイボリー	00170-000399	¥ 34,650 (税抜 ¥ 33,000)
--------	-------	--------------	------------------------

*ハイトスペーサーが必要です。

オーバーベッドテーブル

左右どちらのレバーを操作するだけで高さ調節が行えるテーブルです。
*1モーター電動ベッドで、オーバーベッドテーブルを使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。



■テーブル移動ロック機構付き

KF-833LA	100cm幅・91cm幅 / アイボリー	00170-000315	¥ 98,700 (税抜 ¥ 94,000)
KF-833LC	100cm幅・91cm幅 / チェリー	00170-000319	¥ 111,300 (税抜 ¥ 106,000)
KF-833SA	83cm幅 / アイボリー	00170-000316	¥ 98,700 (税抜 ¥ 94,000)

*支柱内寸法は、91cm幅で112.5cm、83cm幅で98.5cmです。お使いになるベッドの幅に注意してください。



■テーブル移動ロック機構なし

KF-832LA	100cm幅・91cm幅 / アイボリー	00170-000321	¥ 76,650 (税抜 ¥ 73,000)
KF-832LC	100cm幅・91cm幅 / チェリー	00170-000325	¥ 89,250 (税抜 ¥ 85,000)
KF-832SA	83cm幅 / アイボリー	00170-000322	¥ 76,650 (税抜 ¥ 73,000)

*支柱内寸法は、91cm幅で112.5cm、83cm幅で98.5cmです。お使いになるベッドの幅に注意してください。



■ノブボルト調節式

KF-813	100cm幅・91cm幅 / アイボリー	00170-000387	¥ 33,600 (税抜 ¥ 32,000)
KF-814	83cm幅 / アイボリー	00170-000372	¥ 33,600 (税抜 ¥ 32,000)

*支柱内寸法は、91cm幅で111.2cm、83cm幅で103.2cmです。お使いになるベッドの幅に注意してください。

IVポールホルダー




ボードに取り付けると、IVポールを設置できます。

KQ-P90V	00170-000686	¥ 9,975 (税抜 ¥ 9,500)
---------	--------------	----------------------


*セーフティラウンドボード専用。木製ボードには取り付けできません。

楽匠Sシリーズは、JIS T 9254:2009

楽匠Sシリーズは、JIS規格に規定された品質要求事項に適合し、製造品質管理体制認証機関であるJQA（日本品質保証機構）により認証された製品です。



在宅用電動介護用ベッドのJISマーク制度って、何ですか？



左図のように日本工業規格（JIS）に基づく品を製造している製造業者等は、国から登録を受けた登録認証機関からの認証を受けて、製品、包装等にJISマークを表示することができます。

認証は、審査基準である品質管理体制及び製品試験によって実施されます。

経済産業省では、高齢化社会の進展への対応、国民生活の安全・安心の確保等の観点から、「手動車いす」、「電動車いす」及び「在宅用電動介護用ベッド」の3つの福祉用具に関して、工業標準化法（JIS法）に基づくJISマーク（福祉用具と判るJISマーク）の表示を新たにスタートします。

（経済産業省 平成20年5月27日付けNews Releaseより）

Q

JISマークが付いている在宅用電動介護用ベッドは、どこがどのように安全なのですか？

JIS T 9254 (2009) では、在宅用電動介護用ベッドの基本的な機能・性能に加え、隙間等への身体の挟まり事故の防止策を含む内容となっています。一方で、JISの認証を受けた事業者は、JISに適合した品質の製品を安定的・継続的に提供できる生産体制が整っていますので、JISマークが表示された製品であれば一定の安全性が確保されている製品であると言えます。ただし、JISマーク表示製品であっても、利用者の方の身体状況の変化や使用方法等の様々な要因で事故が起こる可能性があります。御利用の際は、取扱説明書等の記載事項を守り、十分な注意を払う必要があります。

Q

JISマークが付いていれば、故障や事故の際、補償の対象になりますか？

JISマーク表示に係る認証は、製品が該当するJISに適合していること、又、継続的にJISに適合した製品を製造することができる品質管理体制が整備されている事業者であることを証明するものです。このJIS規格（JIS T 9254）において規定している製品への要求事項（評価項目、基準）の中には、安全性に関する要求事項が含まれていますが、故障や事故が起きないという保証や、事故が起きた時の賠償を保証するものではありません。故障や事故が起きた場合には、速やかにメーカー、輸入業者、販売業者等にお知らせください。

Q

JISの認証を受けた在宅用電動介護用ベッドの本体に、適合するサイドレールやベッド用グリップ以外のサイドレールやベッド用グリップを組み合わせた場合、これらはJISマーク製品と言えるのでしょうか？

JISの認証を受けていない在宅用電動介護用ベッドに、JISの認証を受けた在宅用電動介護用ベッドに適合するサイドレールやベッド用グリップを組み合わせても、JISマーク製品とはなりません。また、JISの認証を受けた在宅用電動介護用ベッドに、JISの認証を受けた組み合わせ以外のサイドレールやベッド用グリップを組み合わせた場合や、JISの認証を受ける以前のサイドレールやベッド用グリップを組み合わせた場合もJISマーク製品とはなりません。安全性の観点からもこうした組み合わせは行わないでください。現在ご利用の製品を安全に使用方法については、メーカーごとに対応が異なりますので、御利用されている製品のメーカーにお問い合わせください。

（日本福祉用具・生活支援用具協会（JASPA）のホームページより抜粋）



JQ0308178

種類:背・ひざ・高、背・高、背

を認証取得しています。

が省令等に定められた基準を満足することを、

*「JIS T 9254:2009」は経済産業省が2009年3月に改正した在宅用電動介護用ベッドの日本工業規格です。

JISに関する問合せ先 日本福祉用具・生活支援用具協会 (JASPA)

http://www.jaspa.gr.jp/standard/bed_line.html

製品をより安全にお使いいただくための、 パラマウントベッドからのお知らせ

パラマウントベッドの在宅介護向けWebサイトでは、最新の製品情報や安全に関する情報を掲載しています。

<http://www.paramount.co.jp/homecare>



KQ-9632

検索

動画による製品説明・使い方など、より詳しい情報をご覧いただけます。このカタログに掲載した製品名、製品コードで検索できます。

パラマウントベッド製品に関する重要なお知らせ

医療・介護ベッド安全普及協議会が作成した
「ベッドの安全使用マニュアル」
「電動介護ベッドハンドブック」
「ベッド柵類ではさまれについてのご注意」
がダウンロードできます。



いつも、ご本人にも介護する方にもやさしいベッドを目指して。



安全性向上 (Safety) と、負担軽減 (Support) と、課題解決 (Solution)。

楽匠Sシリーズは、介護に必要な3つの「S」をテーマにしたベッドです。

ご本人が少しでも自立を目指せるように、また介護する方ができるだけ使いやすいように。

パラマウントベッドは、いつも皆さんの笑顔 (Smile) のために、

より高品質な製品づくりを目指していきます。



安全に関するご注意

製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

パラマウントベッド株式会社

製品の
お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-03-3648

土・日・祝日も受付いたします。受付時間：9:00～17:00(夏季休業・年末年始休業を除く)

本社	〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎03(3648)1111(代)
東京営業部	〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎03(3648)1171(代)
札幌支店	〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11号	☎011(271)1181(代)
仙台支店	〒980-0013 仙台市青葉区花京院2丁目1番65号 花京院プラザ4階	☎022(217)7311(代)
さいたま支店	〒338-0001 さいたま市中央区上落合9丁目4番7号	☎048(852)0707(代)
横浜支店	〒194-0004 東京都町田市鶴間1715番地1	☎042(795)8800(代)
名古屋支店	〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目20番17号	☎052(963)0600(代)
大阪支店	〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号	☎06(6443)8791(代)
広島支店	〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号	☎082(293)1311(代)
福岡支店	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号	☎092(461)1131(代)

製品のお求め、ご相談は……

- 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 記載した価格は希望小売価格です。各販売店の販売価格を制限するものではありません。
- カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。